

UUSI, ÄLYKÄS KULJETUSJÄRJESTELMÄ



Saksalainen Hupfer tunnetaan korkealuokkaisista kuljetus- ja säilytysratkaisuisistaan, jotka tukevat laadukasta välinehuoltotyöskentelyä. Franke Medical toimii Hupferin jälleenmyyjänä Suomessa terveydenhuollon sektorilla.



HUPFER
we make work flow

Myynti
Franke Medical Oy
Vartiokuja 1, 76850 Naarajärvi

puh. 015 34 111
ws-medical.fi@franke.com
www.frankemedical.fi

FRANKE

HUPFER® KÄNGURUH SYSTEM®

helpottaa ja nopeuttaa välineiden käsittelyä

HUPFER® KÄNGURUH-SYSTEM® -järjestelmän avulla vältetään sterilointipakkausten uudelleenlastaamiselta ja purkamiselta, sillä moduulit toimivat autoklaavin sterilointikehikkoina, välineiden kuljetuksessa ja säilytyksessä. Soveltuu sekä automaattiseen että käsin tehtävään kuorman lastaukseen eri sterilointilaitteissa.

Monipuoliset kuljetusmahdollisuudet:

- yksittäin tai toisiinsa yhdistettynä
- manuaalisesti
- trukivetoisesti
- autolla.



Järjestelmä sisältää:

- **Umpinaisen kuljetusvaunun** containereille ja välineille, joka soveltuu myös välineiden ulkokuljetukseen.
- **Sisävaunun**, jota voidaan käyttää autoklaavin sterilointikehikkona, saatavana eri autoklaavimerkeille ja malleille.
- **Kahvallisen siirtovaunun**, jolla sisävaunua voidaan siirtää sisätiloissa.
- **Kiinteän säilytysalustan**, jonka päälle sisävaunu voidaan lukita säilytyksen ajaksi.